



みやぎ
優れMONO

Proffhand

neuromodulation



●カラー／ソリッドイエロー

もう一度自分の足で、
行きたい場所へ、
逢いたい人へ。



レッグアシスト(オプション)
マヒ足の外転を防ぎ、ペダリングをサポートします。



オプションペダル

脱着がスムーズにでき、こぐ足を優しくサポートします。



●カラー／イタリアンレッド

TESS
neuromodulation

プロファンドの特徴

歩けない方でも両足でこげる

脳卒中、脊髄損傷、腰痛、膝関節痛などで歩行困難な方でも、どちらかの足が少しでも動かせれば、自分の両足でこげる可能性があります。



その場旋回の実現

前輪駆動、後輪ステアリング機構の採用で、その場でくるっと旋回でき、自宅内でもエレベーターの中でも自由に向きを変えることができます。
※左右どちらにも付け替えが可能です。

高い安全性

フロント・リアキャスターの採用で、乗降時や走行時の転倒を防ぐ安全設計。また、ディスクブレーキによる制動方式採用により、安全確実なブレーキがかけられます。



お車に積み込みやすい

左車輪は簡単に取り外し可能。お車に積み込みやすくなります。

楽しく無理のない筋肉トレーニングが可能

早足程度のスピードで、心地よい長距離サイクリングが可能な為、知らず知らずのうちに楽しく無理のない筋肉トレーニング効果を得ることができます。



乗り降りがスムーズ

はね上げ式肘掛け（アームレスト）の採用で、ベッド、プロファンド双方への乗降がスムーズにできます。



製品概要

●製品名／Prohand ●身長・体重の目安／145～180cm、100kg未満 ●サイズ／全長1,199mm×全高866mm×全幅605mm ●重量／14.2kg ●リアキャスター／後部左右の補助輪が横転を防止 ●フロントキャスター／跳ね上げ式補助輪採用※乗降時の前傾を防ぎ、スプリングが走行時の衝撃を緩和 ●保証期間／1年間

※正しく安全にお使いいただくために、ご使用の際に必ず取扱説明書をよくお読みください。※本機のご使用前には必ず点検を実施し、安全を確認してください。※このカタログの仕様は予告なく変更することがあります。※仕様変更などにより、写真や内容の一部が実物と異なる場合があります。※写真は印刷のため、実際の色と多少異なる場合があります。

介護保険の適用について

※福祉用具情報システムTAISコード:01134-000001
※保険者(市区町村)によっては介護保険の対象にならない場合がございます。

株式会社 TESS

〒980-8579 仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-40
東北大学連携ビジネスインキュベータ404号室
TEL:022-399-8727 FAX:022-399-8728
<http://www.h-tess.com/>

ご購入・レンタル、アフターメンテナンスについては、こちらの販売代理店へお問い合わせください。

TAKAWA SEIMITU CO., LTD.
株式会社 タカワ精密

TEL 0244-22-6201 FAX 0244-22-6976